

M o b i l i t é - S e m o u v o i r e n t o u t e l i b e r t é



Capri

Un fauteuil élégant, pratique et sûr

VIMEC
Easy moving

VIMEC
Easy moving



Le fauteuil monte-escalier idéal pour le confort de la personne et pour l'élégance de l'escalier

Pour la mobilité domestique, choisissez le confort et la qualité de Vimec Capri : grâce à sa technologie unique et au rail courbe, il est extrêmement compact, solide et élégant. Capri est une réalisation de grande personnalité : le fauteuil le plus confortable du marché répondant aux exigences de ceux qui l'utilisent tous les jours.

Facilité d'utilisation

Montée et descente : un levier de commande placé sur l'accoudoir rend tout déplacement plus facile et automatique.

Les boîtiers de commande d'étage sont sans fils et peuvent être utilisés pour placer le fauteuil monte-escalier dans la position que l'on préfère ou pour l'appeler à l'étage.



Capri: le choix d'une maison libre en toute sérénité.

Le fauteuil Capri enrichit votre maison de par sa technologie sur mesure et son élégance discrète et silencieuse.

■ Sécurité et confort

Vous pouvez vous déplacer en toute liberté grâce aux différents aménagements pour la protection personnelle. Le repose-pieds est en matière anti dérapante. Des bords de sécurité garantissent l'arrêt du fauteuil Capri lorsque celui-ci rencontre un obstacle. À l'étage d'arrivée, le siège peut être tourné de 75°, ce qui facilite au maximum une descente confortable et sûre. Le départ à vitesse progressive et l'arrivée en douceur sont absolument agréables pour tous. Vous pouvez choisir les couleurs du siège et du rail parmi celles les plus adaptées à l'esthétique de votre ameublement.

■ Installation simple

Le fauteuil monte-escalier Capri est conçu et réalisé pour s'adapter le mieux possible à votre escalier : il est facile à monter et les opérations d'installation sont réduites au minimum.



Encombrement minimum
avec repose-pieds
rabattable



Le fauteuil Capri s'adapte toujours à votre maison et ajoute de la valeur à votre escalier

- Capri offre une technologie à portée de tous
- Confortable, sûr et adapté à tout type d'escalier
- Encombres minimum
- Qualité garantie par Vimec
- Conseil à l'achat et assistance dans chaque province

■ Grande flexibilité et encombrement minimal

Conçu aussi bien pour des installations sur le côté extérieur que pour des installations sur le côté intérieur de l'escalier, le fauteuil peut être choisi selon la configuration la plus adaptée à votre habitation.

Aucun problème d'encombrement sur l'escalier : en effet, le fauteuil est une unité repliable, il suffit de rabattre le repose-pieds, le siège et les accoudoirs.

Capri détails



Manche pratique pour une utilisation facile et intuitive



Bouton d'arrêt pour garantir l'arrêt immédiat



Radiocommande d'étage



Levier de déblocage du siège



Rotation siège pour une descente confortable.

Capri personnalisations

couvre-siège



Beige (de série)



Bleu




Rouge

couleurs du rail



Ivoire (de série)



Gris 7047




Marron 8024

Vous pouvez choisir les couleurs du siège et du rail parmi celles les plus adaptées à l'esthétique de votre ameublement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPRI

Alimentation	230 VAC
Vitesse	0.15 m/s (max.)
Durée d'utilisation	15 voyages en 24 heures / 10 trajets continus
Charge (max.)	125 Kg

Les caractéristiques indiquées ici sont fournies à titre indicatif et sans engagement. Vimec se réserve d'apporter toute modification qu'elle jugera utile.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

A: Dimension du rail	Diamètre	76 mm
B: Distance pour installation à l'extérieur de le cage d'escalier (plinthe 30 mm)		170 mm
ou		
Distance pour installation à l'intérieur de le cage d'escalier (plinthe 30 mm)		190-250 mm
C: Largeur du repose-pieds plié		420 mm
D: Largeur avec le repose-pieds étendu déplié		636 mm
Largeur avec le repose-pieds standard déplié		666 mm
E: Distance entre le repose-pieds et le siège		484 mm
F: Distance entre le repose-pieds et la hauteur du dossier		830 mm
G: Distance entre les accoudoirs (intérieur)		475 mm
H: Distance entre les accoudoirs (extérieur)		580 mm
J: Distance entre le dossier et le mur		100 mm
K: Profondeur du siège		380 mm
L: Distance entre la face supérieure du repose-pieds et le sol		133 mm
En cas d'une finition arrondie		93 mm
Largeur minimale de l'escalier installation à l'intérieur		770 mm
Largeur minimale de l'escalier installation à l'extérieur		740 mm

Les dimensions peuvent changer en fonction du type d'escalier et lors de l'installation



Vimec France Accessibilité s.a.r.l.

Agroparc 6 impasse des Prêles
BP 41533
84916 AVIGNON CEDEX 9
Tel. +33 4 90872894 Fax. +33 4 90872865
www.vimecfrance.com

Sièges sociaux: Luzzara (RE) - Italie
www.vimec.biz www.vimec.eu info@vimec.biz

Vimec à l'étranger:
Madrid (Espagne) Londres (Royaume-Uni) Varsovie (Pologne)



Depuis 1980, Vimec conçoit et réalise des monte-escaliers, des fauteuils monte-escaliers et des plateformes élévatrices pour franchir les obstacles architecturaux, des fauteuils pour la mobilité personnelle et des ascenseurs domestiques pour augmenter le confort intérieur. Vimec compte plus de 50 000 sites de production en Italie et plus de 30 000 à l'étranger. Sur le territoire national, elle possède un réseau de conseil à l'achat et d'assistance qualifiée dans toutes les provinces afin de garantir au client une solution sur mesure.



357/L

7510150-150111

Produit garanti

La plateforme élévatrice Vimec est garantie 24 mois dès la date de mise en fonction.

PSP: au service des partenaires

Le Partner Support Program, élaboré en exclusivité par Vimec, a pour dessein de fournir à chacun de nos partenaires, quelle que soit sa localisation dans le monde, une série d'instruments "personnalisés" pour mener à bien ses activités et pour offrir un service toujours meilleur à l'utilisateur; Le programme implique une introduction aux concepts d'accessibilité, des cours spécialisés de formation aussi bien théorique que pratique destinés au personnel commercial et aux techniciens, l'étude et l'assistance nécessaires pour la mise en oeuvre des stratégies de marché les plus adaptées, un support pour l'organisation de séminaires (pour un public d'architectes, de techniciens, etc...) et la participation à des foires spécialisées. La collaboration fructueuse que Vimec entretient avec ses partenaires lui permet d'avoir une connaissance toujours plus détaillée des différents marchés et, par conséquent, des diverses exigences en matière d'accessibilité dont nous tenons compte, par la suite, lors de la conception de nos futurs produits.