

Accessibilità Una soluzione per ogni barriera



Montascale Mobili **T06 Comfort**

T06 Comfort

VIMEC
Easy moving

T06 Comfort il montascale a ruote pratico e sicuro dedicato alle persone che hanno difficoltà nel fare le scale.

Il montascale a ruote modello T06 costituisce un ausilio ideale per tutte quelle persone che hanno difficoltà motorie, anche solo parziali e temporanee, che possono trovare difficoltà a superare scale. Con il T06 e la guida di un operatore possono salire e scendere le scale in sicurezza.

FRUIBILITÀ E VERSATILITÀ

T06 è un montascale a ruote ideale per **scale decisamente strette** (fino a 650 mm), **con pianerottoli piccoli** (> 80 cm.) e/o **con piè d'oca (scalini a ventaglio)** ed è in grado di superare **pendenze fino a 57°**. Facilmente e rapidamente smontabile in 2 parti per poterlo caricare nel baule dell'auto.

AFFIDABILE E ROBUSTO

Le caratteristiche di sicurezza ed affidabilità permettono all'operatore di condurre l'ausilio **senza sforzo**, e all'assistito di superare le scale **in pieno comfort**, sia in fase di salita che di discesa.



SICURO E CONFORTEVOLE

Il sistema Soft Start consente il superamento e la discesa dei singoli scalini in modo assai dolce. Un efficace freno automatico a bordo scalino fornisce massima sicurezza in discesa. L'assistito può accomodarsi tranquillamente seduto su una comoda e confortevole seggiola imbottita, dotata di pedana poggiatesta richiudibile, saldamente fissata all'unità motrice da ganci di sicurezza. La cintura ad H completa le dotazioni di sicurezza.



CONVENIENTE

Il T06, essendo inserito nei **Livelli Essenziali di Assistenza**, può essere concesso dal S.S.N agli aventi diritto, con la formula del **comodato d'uso gratuito**.

T06 è certamente un prodotto di punta per tutte le ortopedie ed i negozi di articoli sanitari che forniscono prodotti all'avanguardia ai propri clienti.



Meccanismo di stop al gradino

DATI TECNICI T06

Colore	Blu con finiture cromate e sedile beige lavabile
Peso	52 Kg. (di cui 40 il corpo e 12 la sedia)
Tensione	TENSIONE 24 V, mediante batteria da 24 Ah. Lo stato di carica della batteria può essere visualizzato mediante un indicatore luminoso. Il carica batteria è compreso nella fornitura.
Velocità a carico	13/16 gradini/1'
Autonomia	1020 gradini a carico
Ruote	in gomma ad alto coefficiente di attrito, che garantiscono l'aderenza
Alzata massima	270 mm.
Pedata minima	175 mm.
Pendenza massima	57° (oltre 100%)
Portata	130 Kg.
Profondità minima pianerottolo	800 mm.
Larghezza min. scala	650 mm.
Comandi	A uomo presente, posti sul timone
Movimentazione	Il montascale è smontabile in 2 parti con un'unica manovra, senza sforzo; è trasportabile nel baule di una normale autovettura.
Avverenza	L'accompagnatore va debitamente istruito all'atto della consegna, da tecnico abilitato.
Uso	Gli spostamenti sono ottenuti senza sforzo; basta premere un pulsante per salire e scendere; gli spostamenti in piano sono resi più rapidi attraverso ruote ausiliarie. Sistema per partenza e arresto "dolci".
Sicurezze e dotazione	Riduttore irreversibile; comandi ritardati; cintura di sicurezza; due freni meccanici ed indipendenti; chiave estraibile; indicatore automatico di batteria scarica; carica batteria compreso; 2 braccioli ribaltabili; pedana ribaltabile.

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica riterrà opportuna.

DATI TECNICI MOD.T06

- Conforme al nomenclatore tariffario Cod. ISO 18.30.12.006
- Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compatibilità Elettromagnetica
- Conforme alla Direttiva Europea 98/37 Direttiva Macchine
- Conforme alla Direttiva Europea 93/42 Direttiva Elettromedicali (autocertificazioni)



Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677
www.vimec.biz comm@vimec.biz

Vimec all'estero: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),
Londra (Regno Unito), Varsavia (Polonia)



Numero Verde
800-204042



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

57/1

7510114 - 150409

Agevolazioni all'acquisto

Contribuzioni

Il montascale mobile è un ausilio inserito nel Nomenclatore Tariffario, precisamente nell'Elenco 3, pertanto è fornito agli assistiti aventi diritto previa prescrizione medica.

La fornitura comprende l'ausilio stesso ed il servizio alla vendita come sopralluogo, la consegna a domicilio e l'istruzione per l'uso all'accompagnatore.

Per l'acquisto diretto si possono ottenere la detrazione del 19% IRPEF prevista dall'art. 13 bis del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi - spese necessarie alla deambulazione)

Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'aliquota IVA al 4%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec, riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

Il montascale mobile di Vimec è garantito per 24 mesi dalla data di consegna all'utilizzatore e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie ai centri di assistenza.



Al servizio del cliente

Per tutelare e assistere l'utilizzatore dalla scelta alla consegna del montascale mobile, Vimec ha creato la Divisione Montascale Mobili (DMM), composta da un team di professionisti specializzati, in grado di garantire:

- un sopralluogo professionale, per verifica funzionalità ed identificazione del montascale mobile più idoneo
- la formazione all'uso del montascale mobile per gli accompagnatori
- l'assistenza tecnica post-vendita tramite i CAT, Centri di Assistenza Tecnica, capillarmente presenti su tutto il territorio.